


UREA (Double Reagent)

GLDH – U.V

اصول آزمایش:

اوره موجود در سرم تحت تاثیر آنزیم اورئاز به آمونیاک تبدیل میشود. آمونیاک بوجود آمده نیز NADH را در مجاورت آنزیم گلوتامات دهیدروژناز (GLDH) به NAD تبدیل میکند شدت این فعل و انفعال متناسب با غلظت اوره سرم میباشد. جذب نوری معرف در طول موج ۳۴۰ نانومتر، متناسب با مصرف NADH کاهش مییابد.



معرفها:

R1 : 4 × 80 ml معرف

Tris buffer (PH 7.8)

ADP

Urease

GLDH

2-Oxoglutarate

R2 : 1 × 80 ml معرف

NADH

استاندارد 4 ml

Urea

50 mg/dl

آماده سازی معرفها:

معرفها در روش دو معرفه (Reagent start) آماده مصرف میباشند ولی در روش تک معرفه (Sample start) محلول آماده بکار با اختلاط یک قسمت معرف R2 با چهار قسمت معرف R1 تهیه میگردد بطور مثال ۲ میلی لیتر معرف R2 با ۸ میلی لیتر معرف R1 مخلوط میگردد. از قرار دادن معرفها در برابر نور ممانعت گردد. معرفها در دمای ۲-۸°C تا انقضاء تاریخ مصرف پایدار میباشند. محلول آماده بکار تا ۳ هفته در دمای ۲-۸°C و ۳ روز در دمای ۱۵-۲۵°C پایدار خواهد ماند. از قرار دادن محلول آماده بکار در برابر نور ممانعت گردد.

شرایط تهیه و نگهداری نمونه:

از سرم یا پلاسما (به استثناء پلاسما آمونیوم هپارینه) و ادرار میتوان استفاده نمود. در آزمایش ادرار، نمونه را باید به نسبت (۱+۱۰۰) با آب مقطر رقیق نمود.

روش انجام آزمایش:

Hg 365 nm, 340 nm or Hg 334 nm

طول موج:

دما:

37 °C

اندازه گیری: با استفاده از بلانک معرف انجام میگردد.

الف) روش تک معرفه (sample start): معرف و کووت را تا دمای مورد نظر گرم کنید. دما در حین آزمایش باید در محدوده (± 0.5 °C) حفظ شود.

دما	25°C, 30°C	37 °C
نمونه	20 µl	10 µl
محلول آماده بکار	1000 µl	1000 µl

پس از اختلاط، جذب نوری را بعد از ۱ دقیقه قرائت نمائید سپس جذب نوری در دقیقه دوم را از دقیقه اول کم کنید.

ب) روش دو معرفه (reagent start): معرف و کووت را تا دمای مورد نظر گرم کنید. دما در حین آزمایش باید در محدوده (± 0.5 °C) حفظ شود.

دما	25°C, 30°C	37 °C
نمونه	20 µl	10 µl
معرف R1	1000 µl	1000 µl

پس از اختلاط بمدت ۵ دقیقه در دمای مورد نظر انکوبه نمائید

معرف R2	250 µl	250 µl
معرف R2	250 µl	250 µl

پس از اختلاط، جذب نوری را بعد از ۱ دقیقه قرائت نمائید سپس جذب نوری در دقیقه دوم را از دقیقه اول کم کنید.

محاسبه:

$$C = 50 \times \Delta A \text{ sample} / \Delta A \text{ standard} \quad \text{mg/dl}$$

* برای اندازه گیری اوره ادرار، جواب را در عدد ۱۰۱ ضرب نمائید.

فاکتور تبدیل BUN به UREA:

$$C (\text{BUN}) = 0.466 \times C (\text{Urea})$$

$$C (\text{UREA}) = 2.14 \times C (\text{BUN})$$

محدودیت آزمایش:

با این روش میتوان غلظت اوره را تا 300mg/dl اندازه گیری نمود. در غلظتهای

بالتر سرم را به نسبت ۱+۱ با آب مقطر رقیق نموده آزمایش را تکرار و جواب را در ۲ ضرب کنید.

دقت (در ۳۷ درجه سانتیگراد):

Intra - assay precision

N = 40	Mean (mg/dl)	SD (mg/dl)	CV (%)
Sample 1	35	0.25	0.7
Sample 2	121	0.63	0.5
Sample 3	210	0.83	0.4

Inter - assay precision

N = 40	Mean (mg/dl)	SD (mg/dl)	CV (%)
Sample 1	35	0.29	0.81
Sample 2	121	0.67	0.55
Sample 3	211	1.11	0.53

مقایسه روشها:

در مقایسه انجام شده کیت شرکت کیمیاپژوهان با یکی از متداول ترین کیت های فسفر بر روی ۴۰ نمونه بیمار، نتیجه زیر بدست آمد:

$$Y = 0.993X + 0.002$$

$$R^2 = 0.999$$

حدود طبیعی:

Serum : 10-50 mg/dl

Urine : 20-35 g/24h

کنترل کیفی:

توصیه میگردد از سرم کنترل های Control serum P و Control serum N و

Multicalibrator شرکت کیمیاپژوهان استفاده گردد.

اتوماسیون:

پارامتر دستگاہهای مختلف در شرکت موجود میباشد.

توجه:

- در این آزمایش هموگلوبین تا غلظت 500 mg/dl و تری گلیسریدها تا 2000 mg/dl و بیلی روبین تا 60 mg/dl تا 500 mg/dl و آسکوربیک اسید تا 30 mg/dl هیچگونه تداخلی ندارد.
- معرف ها حاوی سدیم آزاید میباشد بنابراین از تماس آن با پوست و چشم و یا دهان خودداری گردد.

Reference:

- Kassirer ,J.P.,New Eng.J.Med. 285,385 (1971)

- Talke,H.,Schubert,G.E.,Klin.wochenschr. 43,174 (1965)

